



TRiONiC



Veloped & Walker

Realizzati per Camminare

2016



**SWEDISH
DESIGN**



Foto di copertina:

Ingrid dalla Danimarca mentre ammira
il paesaggio della brughiera Scozzese

Realizzati per Camminare

Noi crediamo nella qualità, nella buona tecnica e nella progettazione ben pensata. Siamo costantemente concentrati nell'innovazione e nella realizzazione di prodotti che possono essere utilizzati quotidianamente e con i quali si può avere uno stile di vita attivo, senza compromettere l'effettiva necessità di un sostegno.

Offriamo un prodotto che favorisce la salute, il benessere mentale, il piacere di una vita all'aria aperta e l'opportunità di avere nuove esperienze e nuovi successi.

Noi vogliamo rendervi soddisfatti attraverso l'esperienza del miglior prodotto sul mercato nel nostro campo; che è il massimo supporto in aree urbane ed esterne.

Noi teniamo a tutti i nostri clienti e apprezziamo la vostra collaborazione, i vostri commenti e le vostre opinioni, in quanto rendono la nostra esperienza più forte; così che possiamo realizzare i migliori apparecchi nel mondo che rappresentano un sostegno per la deambulazione.

Ed è per questo che non ci accontentiamo di niente, men che meno dell'eccellenza in quello che facciamo. Siamo onesti, duri lavoratori ed abbiamo il coraggio di cambiare quello che possiamo, laddove possiamo.

Benvenuti!

Stefan e Johan



***Lisabeth durante una
bella passeggiata di
Settembre in
Kapellskär, Svezia.***

Sii attivo – rimani attivo

Stile di vita attivo

Se conducete uno stile di vita attivo- un Trionic Veloped o Walker è la vostra prima scelta per avere un supporto nella deambulazione. Sono dei dispositivi all'avanguardia per il supporto nella camminata. Nel scegliere un Trionic potrete godere dell'opportunità di essere fisicamente attivi all'aperto, di rimanere in salute e in forma e di condurre uno stile di vita veramente attivo.

Effetti positivi sulla salute

Un' attività fisica giornaliera è l'unica opzione per rimanere in salute e vivere a lungo. Camminando per un totale di 30 minuti al giorno seguirete le raccomandazioni dei medici riguardanti l'attività fisica. Siamo contenti di offrirvi l'attrezzo che vi permetterà di essere attivi e rimanere attivi.

Commenti dei clienti

Attraverso i servizi indipendenti online forniti da Trustpilot, clienti e utenti da tutto il mondo hanno valutato i prodotti Trionic come "Eccellenti", con un punteggio totale di 9.7 su 10.0.

Il mio Veloped mi ha cambiato la vita

"Sin dall' operazione per rimuovere il tumore dal mio midollo spinale, posso camminare solo con due stampelle, e questo è un processo lento e doloroso. Quando finalmente mi parlarono dei deambulatori, mi sembrarono fragili e poco attraenti. Il mio sogno era di camminare sulla spiaggia, o sui sanpietrini della città. Dopo qualche ricerca su internet mi sono imbattuto con Trionic Veloped, e con un po' di esitazione ne ordinai uno. E' il miglior acquisto che io abbia mai fatto. Adesso posso camminare più lontano e un po' più velocemente, con sicurezza e senza paura di cadere. Mi ha fatto aprire al mondo un'altra volta. Non posso che consigliarvi caldamente Trionic Veloped."

Cathryn Shilling, Regno Unito

WOW!!!!

"Questa è una macchina fantastica per camminare. Sono stata una persona sportiva per tutta la vita e adesso ho bisogno di un po' di aiuto per vivere la vita che voglio. Poiché loro si sono messi nei panni delle persone che lo useranno, tutto funziona facilmente e intuitivamente -senza nessun bisogno di istruzioni complicate. La qualità costruttiva è eccellente. È una costruzione intelligente realizzata da persone che hanno pensato ad ogni dettaglio. Il bonus? E' bello!"

Robert Heap, Regno Unito

Eccezionale

"Anche se il Veloped Tour è un investimento costoso, ne è valsa la pena. Mi ha dato la mobilità che nessun altro deambulatore poteva darmi. Adesso posso attraversare facilmente terreni sconnessi, strade ciottolose, marciapiedi e buche. Intendo portarmelo con me in Europa per una crociera da Budapest a Praga. Spero che mi permetterà di tenere il passo con il gruppo durante le escursioni a piedi. Non potrei essere più felice con questo fantastico prodotto."

Loeb Granoff, USA

Prodotto eccellente, servizio eccellente

“Non abbiamo nessun buon deambulatore per ambienti esterni qui in Australia. Ho trovato Trionic Veloped su internet scrivendo una e-mail alla compagnia. Ho avuto sostegno e servizi eccezionali dal fondatore nonché inventore Stefan. Ha organizzato la consegna in Australia ad un prezzo davvero ragionevole. Il Veloped stesso è un gioiello di ingegneria! Un mio cliente con una lesione celebrale non è stato in grado di camminare attorno alla sua proprietà per 2 anni, fino a quando non ha preso il suo Veloped. Ne è rimasto entusiasta così come lo sono io! Il design permette tanta stabilità, come se la persona camminasse “dentro” al telaio invece di spingerlo di fronte a lui/lei. Questo dà molto più supporto laterale. Tutti gli accessori e le possibilità di carico permettono al mio cliente di partecipare a momenti importanti della sua vita. E’ l’Iphone degli escursionisti all’aperto.”

Kyle Maloney,
comunità di riabilitazione fisioterapistica,
Australia

Visita il nostro sito www.trionic.biz per leggere più recezioni.

Alan dalla Gran Bretagna è pronto per il suo esercizio di camminata giornaliero.



Caratteristiche e funzioni rigu



La grandezza della ruota conta

Le prestazioni di un deambulatore o tutore contano in gran parte dalle dimensioni delle ruote. Maggiore è la grandezza della ruota e più facile diventa passare ostacoli e terreni irregolari, inoltre anche il livello di comfort aumenta all'aumentare delle dimensioni della ruota.

Una ruota più grande semplicemente funziona meglio di una più piccola, in particolar modo all'aperto.

Trionic offre tre diverse dimensioni delle ruote; 23cm (9"), 31cm (12") e 36cm (14").



Pneumatici a camera d'aria

I Walker 12er/14er e il Veloped sono tutti equipaggiati con pneumatici a camera d'aria. Ci sono diversi vantaggi utilizzando pneumatici a camera d'aria, questi semplicemente forniscono una guida più morbida e un comfort imbattibile. In quanto non causano vibrazioni al contrario di come fanno le ruote piene, quando camminerete su un terreno irregolare, sarete meno inclini a soffrire di dolori e scomodità alle mani, ai gomiti e alle spalle.



Frenata su tutti i terreni

Grazie al sistema di frenata su tutti i terreni (All-terrain Brake) potrete sempre contare su una performance frenante ottimale, a prescindere se state camminando al sole, sotto la pioggia battente o nella neve alta. Rispetto al un freno di un deambulatore tradizionale, che agisce direttamente sulla superficie del pneumatico, tutti i Veloped e Walker sono equipaggiati di potenti ed esclusivi freni a tamburo che sono completamente protetti da fango, acqua e neve.

ardo tutti i Velopeds e Walkers



Leva del Freno Trionic

Per il 2015 Trionic ha sviluppato un nuovo modello di leva del freno facile da usare. La leva del freno interamente in alluminio offre una sensazione di solidità e di alta qualità. Quando si attiva il freno di parcheggio il grilletto del parcheggio è facile da usare, e grazie al suo design offre molteplici modalità per attivarlo.

La leva in alluminio ha la superficie in gomma Kraton che previene alle vostre dita di raffreddarsi nel toccare il metallo quando si cammina in condizioni invernali.



Ruote rimovibili

Tutti i Veloped e Walker hanno ruote rimovibili. Utilizzando la rimozione rapida delle ruote, è possibile rimuoverle facilmente al fine di minimizzare il peso o le dimensioni durante il trasporto del vostro Walker o Veloped.

La possibilità di cambiare velocemente le ruote, permette inoltre di utilizzare diversi set di ruote; un set con pneumatici adatti a camminare fuoristrada e un altro set di pneumatici lisci per la città.



Funzionalità pieghevole

Trionic Veloped: Attraverso una rapida pressione del tasto posto sulla telescopica pieghevole, è possibile chiudere il proprio Veloped per passare attraverso passaggi stretti. Per piegarlo completamente per trasportarlo o conservarlo, occorre premere il secondo bottone posto sulla telescopica pieghevole e chiudere il telaio fino in fondo.

Walker Trionic : Il Walker Trionic ha una funzione di piegatura a forma di X, e tirando la maniglia posizionata sul sedile lo si può chiudere in un secondo. Il telaio si richiude in modo molto compatto, così che il trasporto e la conservazione sia un gioco da ragazzi.



In attesa di brevetto:

Sterzo Sincronizzato

Evitare l'oscillazione delle ruote

Oscillazione, movimento e ruote storte sono frequentemente menzionate dagli utilizzatori dei deambulatori tanto da rendere questo un settore problematico ben chiaro. Quando si cammina su un terreno non regolare con un deambolatore a 4 ruote, prima o poi una delle ruote perde contatto con il terreno, e incominciando a oscillare questa riacquista il contatto con il terreno in una posizione obliqua. Come risultato il deambolatore spesso ha un brusco arresto, e c'è un notevole rischio che l'utilizzatore inciampi o addirittura cada.

Trionic Syncro

Il nuovo deambolatore Trionic Walker è dotato di una funzione di sterzo sincronizzato (in attesa di brevetto) che elimina il problema di perni delle ruote oscillanti, storte o sgembe.

Connettendo i perni delle ruote l'uno con l'altro attraverso una puleggia/cinghia di distribuzione, le due ruote sterzano all'unisono. Se uno dei due perni delle ruote improvvisamente perde il contatto con il terreno, l'altra ruota manterrà la sua posizione nella direzione di marcia che desiderate. Un'ulteriore puleggia centrale garantisce il beneficio che si trae dello stesso tipo di sterzo che la vostra automobile offre, chiamata "geometria dello sterzo di Ackermann". Quando si sterza, la ruota interna è libera di girare di un angolo leggermente più stretto rispetto a quella esterna.

Grazie al suo design intelligente, la funzione di Sterzo Sincronizzato Trionic non viene affetta quando si chiude e apre il deambolatore.

Brevetto:

Ruota Arrampicante

Superare ostacoli

Superare ostacoli come marciapiedi, radici e sassi è un problema molto comune tra gli utilizzatori dei deambulatori. Se un ostacolo è alto più di 2-4 cm (in dipendenza dalla grandezza della ruota), il deambulatore deve essere alzato per superare l'ostacolo. Se l'utilizzatore si sforza ad alzare il deambulatore o a fare qualche altra manovra per superare l'ostacolo, il deambulatore perde la sua principale funzione di offrire assistenza.

Ruota Arrampicante Trionic

Il Veloped è dotato della ruota arrampicante Trionic (Brevetto) che aumenta incredibilmente la possibilità di superare diversi tipi di ostacoli quando si cammina all'aperto. Distribuendo il peso su due ruote e leggermente nella direzione di marcia, la sequenza di arrampicata è suddivisa in due fasi. La capacità di arrampicata è accentuata ancor di più dalla presenza di un braccio angolato che utilizza la spinta fornita dall'utilizzatore. Questo fornisce a Veloped un'unica caratteristica, la capacità di superare ostacoli dell'altezza di 13 cm, per esempio un marciapiede alto o un sasso. Nel superare un ostacolo più basso come una mattonella o un attraversamento pedonale, avete bisogno solo di una frazione della forza di spinta che una sola ruota richiede. Il nuovo Veloped con ruote grandi 36 cm (14 pollici) attraverserà tali ostacoli senza neanche farvi accorgere della loro esistenza. Inoltre il braccio di collegamento orientabile è provvisto di una sospensione. Su un terreno accidentato è in continua rotazione e ammortizza la corsa. Con Veloped la sospensione trasforma una camminata fuoristrada in un vero piacere.

La ruota arrampicante Trionic del Veloped 12er in azione, arrampicandosi su un marciapiede alto 12 cm.



Walker

Il Nuovo e Ancor Meglio

9er • 12er • 14er

Vantaggi ergonomici

Rispetto agli altri deambulatori il sedile del Walker è posizionato più vicino verso la parte anteriore, il che significa che potrete camminare più vicini verso il manubrio e automaticamente si assumerà una posizione eretta e ergonomicamente più corretta del corpo. Le maniglie hanno dei segnalatori di altezza che possono essere impostati liberamente all'altezza che preferite, e inoltre possono essere ruotati nell'angolazione da voi prescelta.

Trasporto

Walker ha ruote rimovibili con una funzione di rimozione rapida. Se necessario, si può minimizzare il peso e le dimensioni per il trasporto, facilmente e velocemente sganciando le ruote dal telaio.

Chiusura facile

Tirando le maniglie del sedile in su si può piegare il Walker in modo facile e veloce. Quando piegato il Walker rimane in piedi da solo, e

grazie al meccanismo di chiusura a X è molto maneggevole. Per riaprire il Walker, è necessario tirare le maniglie verso l'esterno e bloccare il telaio in modalità "passeggiata" spingendo il posto a sedere verso il basso.

Dimensione delle Ruote, Pneumatici e Impugnature

Scegliete tra le diverse dimensioni delle ruote, tipi di pneumatici e impugnature al fine di ottenere il proprio Walker nella misura che fa per voi, in base alle vostre esigenze e attività preferite. Si può inoltre scegliere tra differenti tipi di colore di sedili e cestini. Ulteriori informazioni sulle possibili impugnature e pneumatici si trovano alle pagine 24-25.

Design interamente in Alluminio

Il Walker è un vero e proprio deambulatore in alluminio, e non ha il telaio principale, manubri o parti pieghevoli fatte in plastica. Il telaio è

creato da una macchina formatrice, con tubi di alluminio 6061-T6, saldati al TIG e trattati termicamente, il che fa sì da ridurre il peso e allo stesso tempo fornisce una grande rigidità. Parti vitali come forcelle, piegature trasversali a X e maniglie sono tutte fatte di alluminio di alta qualità.



Caratteristiche Walker

Tutti i modelli Walker includono le seguenti caratteristiche:

- Sistema di sterzo sincronizzato Trionic (Trionic Syncro).
- Geometria di sterzo Ackermann.
- Ruote removibili con rilascio rapido.
- Meccanismo di chiusura a X
- Telaio creato da una macchina formatrice con tubi in alluminio 6061-T6.
- Regolazione libera di altezza della maniglia e del loro angolo.
- Manopole regolabili (angolo).
- Regolazione dell'altezza tramite leva a rilascio rapido.
- Freni a tamburo per qualsiasi terreno per tutte le condizioni atmosferiche.
- Leve dei freni completamente in alluminio con funzione di frenata in movimento o parcheggio.
- Accessori idrorepellenti e intercambiabili realizzati in poliestere 66D
- Riflettore a 360° per una maggior sicurezza per camminate notturne.

Per maggiori informazioni specifiche sul prodotto e video, visitare il sito www.trionic.biz



Trionic Walker

Il Walker Trionic 9er, con ruote da 23 cm (9"), è il modello più compatto ed è molto adatto per essere utilizzato sia in ambienti interni che esterni. Grazie ai suoi freni a tamburo, il 9er è dotato di solidi pneumatici-PU di un materiale più soffice rispetto agli altri deambulatori premium. I pneumatici sono del 50% più morbidi rispetto alla concorrenza, e questo ovviamente incrementa il vostro livello di comfort quando ad esempio si sbatte contro gli ostacoli o si percorrono strade ciottolose. Inoltre hanno un battistrada che offre una presa sicura e una sicurezza ottimale.

Con il Trionic Walker 12er si fa un passo in avanti in termini di dimensioni della ruota, a 31 cm (12"), questo modello è un ottimo deambulatore per l'aperto. Al fine di aumentare il livello di comfort di un'altra tacca, il Walker 12er è dotato di pneumatici a camera d'aria. Il 12er è il vostro compagno perfetto per andare a fare la spesa, per fare passeggiate quotidiane e godersi l'aria aperta. A seconda di dove si ha intenzione di utilizzare il proprio Walker 12er, si ha l'opzione di scegliere tra 3 differenti pneumatici.

Con l'introduzione del Trionic Walker 14er, Trionic fa un altro passo verso il futuro. E' il primo deambulatore con grandi ruote della dimensione di 36 cm (14"). Una ruota più grande è semplicemente migliore su terreni irregolari. Con il Walker 14er potrai godere di un'esperienza senza precedenti tra i deambulatori.

Alle pagine 24-25 troverai i diversi tipi di pneumatici e impugnature per il tuo Walker. Per specificazioni tecniche dettagliate, misurazioni e pesi vedere pagina 30.



Walker 9er – La Combinazione tra Deambulatori

Il Walker 9er è la scelta perfetta se state cercando un deambulatore da usare sia per interni che all'aperto. Con le sue ruote da 23 cm (9") e pneumatici PU extra soffici godrete di un elevato comfort e di una performance equilibrata. E' leggero e maneggevole per un trasporto ed una conservazione facili.

Taglia/Altezza maniglia:
Altezza dell'utilizzatore:
Dimensione ruota:
Colori:
Incluso:

M / 74-94 cm
148-188 cm
23 cm/ 9"
nero/nero/grigio • rosso/rosso/nero
Sedile con Copertura imbottita
Cestino con Tasche a zip e riflettente a 360°



Walker 12er - Il Deambulatore per l'aperto

Siete alla ricerca di un deambulatore che affronti ciottoli e strade dissestate? Allora il Walker 12er sarà il vostro fedele compagno quando sarete diretti in ambienti aperti. Le sue ruote da 31 cm (12") e pneumatici con camera d'aria garantiscono un eccezionale comfort, ed è perfetto per ogni area urbana o all'aperto.

Taglia/Altezza maniglia:	M / 76-96 cm
Altezza dell'utilizzatore:	152-192 cm
Dimensione ruota:	31 cm/ 12"
Colori:	nero/nero/grigio • blu intenso/nero/rosso
Incluso:	Sedile con Copertura sedile imbottita Cestino con Tasche a zip e Riflettente a 360°



Walker 14er – il Terminator

Quando non si desidera altro che il meglio. Il Trionic Walker 14er è il primo deambulatore al mondo con grandi ruote da 36 cm (14"). Noi lo chiamiamo "terminator" in quanto lascia la scia di tutti gli altri deambulatori dietro di sé. Questa macchina vi farà camminare per distanze più lunghe a un ritmo più rapido e con maggior facilità!

Taglia/Altezza maniglia:	M / 81-100 cm
Altezza dell'utilizzatore:	162-200 cm
Dimensione ruota:	36 cm/ 14"
Colori:	nero/nero/grigio • verde/nero/rosso
Incluso:	Sedile con Copertura sedile imbottita Cestino con Tasche a zip e riflettente a 360°

Veloped®

L'alternativa al deambulatore

Sport • Tour • Trek • Golf • Jakt

Che cos'è Veloped?

Veloped è un' invenzione svedese molto intelligente, meglio descritta come un "triciclo a piedi". E' testato è completamente approvato come un "deambulatore", ma il suo design e le sue caratteristiche differiscono di molto rispetto ai deambulatori convenzionali.

Attraverso il suo design unico il Veloped promuove l'attività fisica e l'esercizio all'aperto. E' progettato con una grande attenzione per la deambulazione, ed è il primo e vero deambulatore/tutor fuoristrada disponibile al mondo. Quando si attraversano terreni irregolari, il Veloped senza dubbi batte ogni deambulatore convenzionale.

Design a 3 ruote

Il design del Veloped a tre ruote ha come risultato il contatto costante su ogni superficie irregolare. Proprio come un passeggino a 3 ruote di grandi dimensioni, il Veloped è una vera e propria macchina adatta a tutti i terreni.

Design Interamente in Alluminio

Il telaio del Veloped è realizzato esclusivamente in alluminio, e non ha nessuna parte in plastica. Ha un telaio realizzato da tubi in alluminio 6061-T6 trattato termicamente e saldato al TIG, il quale fa in modo di ridurre il peso e allo stesso tempo fornisce una grande rigidità. Parti importanti come la forcella, il manubrio e il regolatore della ruota arrampicatrice Trionic, e il soggiorno telescopico pieghevole sono tutte realizzate con alluminio di alta qualità.

Regolazione ruota

La ruota arrampicante è regolabile per differenti condizioni e terreni. Per una maggiore manovrabilità, facilità di rotazione e capacità di arrampicata è possibile alzare la ruota frontale con una semplice maniglia di regolazione. Nella sue altre posizioni, in modalità fuoristrada, la ruota ha la funzione di sospensione/arrampicata con un incremento di stabilità nella direzione di movimento; perfetta per camminate fuoristrada.

Chiusura/trasporto

Attraverso una rapida pressione del tasto posizionato sulla telescopica pieghevole, è possibile piegare il proprio Veloped per passare attraverso passaggi stretti. Per piegarlo completamente al fine di trasportarlo o conservarlo, è necessario premere il secondo bottone posto sulla telescopica pieghevole e piegare il telaio fino in fondo. E' inoltre possibile spingere il manubrio fino alla fine e rimuovere le ruote usando il rilascio rapido degli assi per minimizzare le dimensioni durante il trasporto.

Vantaggi Ergonomici

Quando il sedile viene fatto scorrere in avanti, il Veloped fornisce spazio in abbondanza all'interno del telaio per camminare. Questo significa che si può camminare più vicini al manubrio, il quale risulta automaticamente in una postura più eretta e ergonomicamente corretta per il corpo. Il manubrio ergonomico a forma di U offre diverse posizioni di presa, e nel

mentre si è seduti agisce come un supporto posteriore. Il manubrio può essere liberamente regolato in altezza al fine di adattarsi perfettamente all'altezza del vostro corpo.

Caratteristiche generali di Veloped

Tutti i modelli Veloped includono le seguenti caratteristiche:

- Ruota Arrampicante Trionic – con funzione di sospensione/arrampicante.
- Regolazione tra due modalità per l'aperto o l'uso in città.
- Design a 3 ruote per un contatto costante con il terreno.
- Leva del freno completamente in alluminio con funzione in movimento o di sosta.
- Ruote rimovibili con rimozione rapida.
- Telaio sovradimensionato formato da tubi in alluminio 6061-T6.
- Manubrio ergonomico che funge anche da schienale.
- Regolazione dell'altezza tramite la leva a rilascio rapido.
- Freni a tamburo per tutti i terreni e condizioni meteo.
- Meccanismo di chiusura telescopico a 2 fasi.
- Accessori in tessuto idrorepellente e intercambiabile tramite bottoni, velcro e/o fibbie.
- Un totale di 5 riflettori per una maggiore sicurezza durante camminate notturne.

Per maggiori informazioni specifiche sul prodotto e sui video, visitare il sito www.trionic.biz





Veloped Sport 12^{er}

Veloped Sport offre supporto e sicurezza per quando vi eserciterete all'aperto. Riduce notevolmente l'impatto e lo stress su caviglie, ginocchia, fianchi e schiena che durerà per tutta la distanza della camminata. Dotato di grandi ruote da 31 cm (12") e pneumatici con camere d'aria.

Taglia/Altezza maniglia:	M / 75-95 cm	L / 82-102 cm
Altezza dell'utilizzatore:	150-189 cm	85-205 cm
Dimensione ruota:	31 cm / 12"	
Colori:	blu intenso/rosso/bianco • nero/bianco/bianco	
Incluso:	Sedile profondo di 25 cm per massimizzare lo spazio di camminata • Cestino con Tasche a zip e copertura per la pioggia	



Veloped Sport 14^{er}

Con le sue grandi ruote da 36 cm (14") Veloped Sport 14er eccelle quando si devono attraversare terreni ancor più irregolari, e affronta ostacoli ancor più alti rispetto al suo fratellino. Con questo modello navigherete su ogni terreno irregolare e vi offre l'unica possibilità di rimanere o mettersi in forma.

Taglia/Altezza maniglia:	M / 77-97 cm	L / 84-104 cm
Altezza dell'utilizzatore:	155-194 cm	185-210 cm
Dimensione ruota:	36 cm / 14"	
Colori:	blu intenso/rosso/bianco•nero/bianco/bianco	
Incluso:	Sedile profondo di 25 cm per massimizzare lo spazio di camminata • Cestino con tasche a zip e copertura per la pioggia	

Veloped Sport

Veloped Sport sarà il vostro fedele sostenitore quando praticherete l'esercizio fisico più sottostimato al mondo – camminare. Camminare può essere la cosa più vicina all'esercizio perfetto, ed è un gran modo di tenersi in forma e perdere peso. Il livello di intensità dell'attività fisica della camminata è ottimale per migliorare la propria salute, e allo stesso tempo permette di ottenere un grande risultato nel bruciare i grassi. Se il vostro obiettivo è quello di perdere peso e migliorare la vostra forma fisica con un ritmo costante, camminare è un'ottima scelta. Vi potrete esercitare ogni volta sempre un po' più a lungo, e invece di sfinirvi, come in altri tipi di allenamenti intensivi, potrete beneficiare di progressi più rapidi quando lavorate per il raggiungimento del vostro obiettivo personale. Per massimizzare l'effetto nel bruciare grassi e migliorare la salute, il battito cardiaco ideale è al 55-70% del vostro massimo battito cardiaco.

Veloped Sport vi offre comfort, supporto e sicurezza durante l'attività fisica. Riduce notevolmente l'impatto e lo stress sul vostro corpo al quale sarebbe sottoposto normalmente durante l'attività fisica quale camminare. Ha gli stessi vantaggi che ha la bicicletta per un ciclista, e potrete andare per aree verdi, percorsi, sentieri e foreste. Adesso potrete godervi pienamente l'attività fisica della camminata – sentendovi al sicuro e liberi di andare ovunque vogliate.

Inizia oggi!

Per andare avanti, chiedete gratuitamente il nostro programma di esercizi per camminare in dodici settimane! È anche possibile scaricare il programma di passeggiate, per ottenere informazioni esaustive sull'esercizio e per impararne di più visitate il sito www.trionic.biz.



Gudrun Müller dalla Germania mentre si gode la sua camminata giornaliera.





**Greta e suo marito
a Kungsträdgården
a Stoccolma,
Svezia.**

Veloped Tour

Con Veloped Tour godrete di un comfort quotidiano e di praticità. E' molto adatto per fare una passeggiata nel parco, andare a fare shopping e per visite turistiche. Il cestino capiente caricherà la vostra spesa dal supermercato, e portarla a casa sarà una gioia con tutti i benefici della ruota arrampicante con pneumatici a camera d'aria.

Per fornire un comfort ottimale nel sedersi, la profondità del sedile è stata aumentata a 30 cm. Il sedile più lungo, in combinazione con gli inserti in plastica rigidi, offre un grande supporto per le gambe.

Il design dei colori è sobrio ed elegante, con strisce argentate che si abbinano alla fodera rossa. Le strisce sono realizzate in 3M Scotchlite, un tessuto riflettente, durante la notte le strisce di materiale riflettente aumentano la vostra sicurezza nel traffico.

Inoltre Veloped Tour viene fornito con una pratica copertura per la pioggia che protegge il sedile e il cestino. La copertura ha due colori, e potrete scegliere tra argento o nero a seconda del lato sul quale lo si poggia.



Veloped Tour 12^{er}

Veloped Tour 12er è il vostro compagno perfetto per la vita di tutti i giorni. Potrete passeggiare con i vostri cani, fare spesa e fare passeggiate nel parco locale. Le grandi ruote da 31 cm (12") con pneumatici a camera d'aria vi offriranno comfort e sicurezza nel camminare lungo strade ciottolose, e sarà facile superare ostacoli quali marciapiedi o qualsiasi cosa si trovi sul vostro cammino.

Taglia/Altezza maniglia:	M / 75-95 cm	L / 82-102 cm
Altezza dell'utilizzatore:	150-189 cm	185-205 cm
Dimensione ruota:	31 cm/ 12"	
Colori:	nero/reflex/rosso	
Incluso:	Comodo sedile profondo 30 cm • Cestino con tasche a zip e copertura per la pioggia • Copertura per la pioggia per sedile/cestino	



Veloped Tour 14^{er}

Passando a ruote ancor più grandi da 36 cm (14") godrete ancor di più delle caratteristiche della guida. Se vivete in campagna lo stile mountain-bike della Tour 14er con pneumatici di serie è perfetta. Se vivete in città o in paese, date un'occhiata a pneumatici più avanzati quali i Schwalbe Big Apple, come riportato a pagina 25.

Taglia/Altezza maniglia:	M / 77-97 cm	L / 84-104 cm
Altezza dell'utilizzatore:	155-194 cm	185-210 cm
Dimensione ruota:	36 cm/ 14"	
Colori:	nero/reflex/rosso	
Incluso:	Comodo sedile profondo 30 cm • Cestino con tasche a zip e copertura per la pioggia • Copertura per la pioggia per sedile/cestino	



Veloped Trek 12^{er}

Veloped Trek 12er vi offre comfort, supporto e sicurezza durante le vostre avventure all'aperto. Riduce notevolmente l'impatto e lo stress causato dalle escursioni e dal trekking. Con Veloped Trek godrai degli stessi benefici dei quali godresti andando in bici, e potrete andare per montagne, escursioni, foreste, strade sterrate e aree verdi.

Taglia/Altezza maniglia: M / 75-95 cm L / 82-102 cm
 Altezza dell'utilizzatore: 150-189 cm 185-205 cm
 Dimensione ruota: 12" / 31 cm
 Colori: verde/nero/arancione • blu intenso/nero/giallo
 Incluso: Sedile profondo 25 cm • Bauletto a sedile • Cestino con
 Tasche a zip e copertura per la pioggia • Zaino



Veloped Trek 14^{er}

Una delle più grandi fan di Veloped di Trionic è l'escursionista Hilary Ambrose dall'Inghilterra. Il suo Veloped viene conosciuto sotto il nome di "Mostro", e il nuovo Veloped Trek 14er è di fatto il mostro tra i deambulatori. Mangia strade sterrate e percorsi di escursionismo per colazione e ti porterà ovunque tu voglia andare.

Taglia/Altezza maniglia: M / 77-97 cm L / 84-104 cm
 Altezza dell'utilizzatore: 155-194 cm 185-210 cm
 Dimensione ruota: 14" / 36 cm
 Colori: verde/nero/arancione • blu intenso/nero/giallo
 Incluso: Sedile profondo 25 cm • Bauletto a sedile • Cestino con
 Tasche a zip e copertura per la pioggia • Zaino

Veloped Trek

Caricate il vostro Veloped Trek e andate verso eccitanti avventure. Offre una moltitudine di opzioni per portare tutta la vostra attrezzatura quando ci si sta muovendo per esplorare il mondo. Con il suo versatile bauletto e zaino, Veloped Trek è il tuo compagno perfetto per fare escursioni, campeggi e viaggi.

Il bauletto sul sedile si sgancia dal sedile, e può essere facilmente piegato in avanti quando ci si vuole sedere per fare una pausa. Ha tre compartimenti interni separati, con molto spazio per riporre la vostra macchina fotografica, mappe, oggetti di valore e bottiglie d'acqua o thermos. Inoltre il bauletto può essere utilizzato come zaino in spalla, ed ha un cinturino imbottito rimovibile. Un compartimento esterno con cerniera e due tasche in rete possono contenere i vostri oggetti più piccoli. Una cordicella elastica mantiene eventuali oggetti extra.

Lo zaino si adatta bene all'interno del cestino, e con una zip lungo tutto il perimetro si ha un facile accesso al compartimento principale. Le spalline possono essere nascoste in una tasca separata. Il vostro lettore MP3 si può inserire nella piccola tasca con cerniera superiore, e vi è una piccola tasca per le cuffie. Inoltre vi è un compartimento esterno fornito di cerniera con due tasche in rete che possono contenere due bottiglie d'acqua.

Il rivestimento del sedile, del cestino, del bauletto e dello zaino sono fatte con un robusto materiale idrorepellente 600D, con rivestimento riflettente per avere sicurezza quando si cammina nel traffico la notte.

Alex Morler e sua moglie che si godono un'escursione in Oregon, USA.



Thomas mentre si riposa giocando a golf nel Golf Club a Sigtunabygden, Svezia.

Veloped Golf

Stai al gioco e fatti un favore camminando per il campo da golf invece di usare un golf cart elettrico. Con Veloped Golf durerete per tutta la distanza giocando 18 buche e contemporaneamente farete tanto esercizio fisico salutare.

Con tutti i benefici della ruota arrampicante, la sospensione, il design a 3 ruote e i pneumatici a camera d'aria, il Veloped Golf si trova come a casa nel campo da golf.

Il Veloped Golf ha due sacche da golf agganciate al telaio principale. Può caricare un intero set di 14 mazze da golf, e i sacchi possono essere lasciati entrambi chiusi o aperti in base alle vostre preferenze nel portare le mazze da golf. Il cestino può portare bottiglie d'acqua, qualche vestito extra e qualunque cosa di cui potreste aver bisogno lungo il percorso.



Veloped Golf 12^{er}/14^{er}

Taglia/	12er	M / 75-95 cm
Altezza maniglia:	12er	L / 82-102 cm
	14er	M / 77-97 cm
	14er	L / 84-104 cm
Altezza dell'utilizzatore:	12er	M / 150-189 cm
	12er	L / 185-205 cm
	14er	M / 155-192 cm
	14er	L / 185-210 cm
Dimensione ruota:	12" / 31 cm	
	14" / 36 cm	
Incluso:	Sedile profondo 25 cm • Cestino con Tasche a zip e copertura per la pioggia • Due sacchi da golf rimuovibili	
Colori:	blu intenso/nero/rosso	



Veloped Jakt 12^{er}/14^{er}

Taglia/	12er	M / 75-95 cm
Altezza maniglia:	12er	L / 82-102 cm
	14er	M / 77-97 cm
	14er	L / 84-104 cm
Altezza	12er	M / 150-189 cm
dell'utilizzatore:	12er	L / 185-205 cm
	14er	M / 155-192 cm
	14er	L / 185-210 cm
Dimensione ruota:	12" / 31 cm	
	14" / 36 cm	
Incluso:	Sedile profondo 25 cm • Cestino con Tasche a zip e copertura per la pioggia • Sacco per fucile	
Colori:	verde/nero/arancione	

Veloped Jakt

Veloped Jakt sarà il Vostro compagno di fiducia per le vostre battute di caccia. Con la sua capacità da fuoristrada e ruota arrampicante, potrete facilmente superare radici, ghiaia, rocce e terra lungo la strada che porta al vostro territorio di caccia. Le sospensioni, i pneumatici a camera d'aria e il design a tre ruote offrono un imbattibile comfort e un contatto costante con la terra.

Anche se siete dei cacciatori esperti, andare a una battuta di caccia può essere una grade sfida se si soffre di problemi alle ginocchia, dolori di schiena, articolazioni indebolite, sovrappeso o problemi legati all'età.

Molte zone di caccia non sono facilmente accessibili. Avrete bisogno di camminare lungo sentieri o strade sterrate per arrivare lì. Un appropriato "Deambulatore da caccia" ha bisogno di funzionare efficacemente su tutti i terreni sterrati. Un problema comune tra i deambulatori è che non sono affatto destinati a questi tipi di terreni, mentre Veloped Jakt invece lo è. La borsa per i fucili, che si aggancia al telaio principale, allieva la schiena, ed è posta in una posizione molto pratica in attesa della vostra preda.

**Roland e il suo cane
nelle foreste di
Hälsingland, Svezia.**



Tu sei unico

Tutti noi siamo diversi, e tutti noi abbiamo differenti preferenze ed esigenze. I Veloped e Walkers sono tutti già forniti di pneumatici, maniglie di alta qualità di serie, ma avete comunque la possibilità di aggiornare queste parti secondo i vostri desideri.

Impugnature

Tutti i Veloped sono equipaggiati con impugnature Ergon GP1. Le quali vi offrono una presa confortevole e allo stesso tempo distribuiscono il peso che applicate su di loro in un modo ergonomicamente corretto. Le maniglie sono disponibili in due taglie (S per dimensioni delle mani di 6.5-8.5 e L per dimensioni delle mani di 8.5-12), e dispongono di un morsetto in alluminio forgiato per una regolazione facile e veloce dell'angolo di presa preferita.

Pneumatici

Tutte le ruote di dimensioni pari a 31 cm (12") sono pneumatici Diamond D-249 con camera d'aria di base. Si tratta di un pneumatico a tutto tondo che si adatta ad un uso sia per la città che per l'aperto. Un centro di laminazione a linea continua garantisce comodità quando si cammina sull'asfalto. Le ruote di dimensioni di 36 cm (14") hanno pneumatici Innova IA-2004 con camera d'aria di base, poiché è un pneumatico che si adatta molto bene a terreni sterrati, con un comportamento simile a quello di una mountain-bike. Questi pneumatici eccellono in condizioni di terreni dissestati, ma possono essere usati come pneumatici versatili.



Ottimizza il tuo prodotto



Miglioramento Impugnature

Le impugnature di un deambulatore sono di fondamentale importanza. Quindi noi offriamo la possibilità di migliorare le impugnature utilizzando un materiale differente.

Impugnatura Ergon GP1 BioKork
Il modello GP1 BioKork offre per la mano le stesse avanzate caratteristiche ergonomiche delle impugnature standard. Tuttavia le qualità uniche del sughero fanno sì che l'impugnatura sia antibatterica e ipoallergenica. Il BioKork proviene da foreste sostenibili in Portogallo certificate per la loro produzione ecologica. Le impugnature BioKork sono disponibili in due taglie (S per grandezze della mano di 6.5-8.5 e L per grandezze della mano di 8.5-12), e ovviamente possono essere regolate secondo il vostro angolo di impugnatura preferito.



Miglioramento Pneumatici

In base a dove userete il vostro Veloped o Walker, potrete scegliere di migliorare i pneumatici in base alle vostre esigenze.

Continental TourRide – 12"

Il pneumatico TourRide è un'opzione affidabile per percorrere molte miglia in spensierato. Offre un battistrada per ogni superficie, l'obbligatoria cintura proteggi-foraggio e un composto per alti chilometraggi.

Schwalbe Big Apple – 12" & 14"

Il design unico del pneumatico Baloon offre sospensioni pneumatiche al massimo. Il profilo liscio, la protezione da forature KevlarGuard e il rivestimento riflettente rendono i pneumatici Big Apple perfetti per camminare tutti i giorni, di giorno e di notte.



Miglioramento camera d'aria

Trionic offre un miglioramento della camera d'aria, che vi dà il vantaggio di non dover gonfiare le gomme con eccessiva frequenza.

Camera d'aria Schwalbe – 12" & 14"

Un tubo non è solo un tubo. I tubi Schwalbe mantengono la pressione dell'aria per un tempo più lungo rispetto ad altri tubi, grazie ai loro mix di plastiche e purezza del materiale. I tubi Schwalbe sono gli unici tubi che hanno il sigillo di approvazione "VSF- All Ride". Migliorando le camere d'aria con camere d'aria Schwalbe non dovrete più gonfiare i pneumatici frequentemente come nelle camere d'aria standard.

Accessori e Ricambi



Pompa Multi Funzione

Questa pompa intelligente può essere utilizzata sia come pompa a mano che come una pompa a pavimento. Un rilievo sul piede pieghevole mantiene la pompa ferma per una migliore presa. L'impugnatura a T offre una presa comoda, e il tubo flessibile impedisce alla valvola di essere danneggiata o rotta. Include la staffa del telaio.



Veloped Supporto Bastone/Attrezzatura

2 pezzi di supporto per attrezzature che funzionano anche come una cinghia di sicurezza quando il Veloped è piegato per il trasporto. Il supporto per attrezzature è facilmente collegabile al telaio con le cinghie in velcro.

Walker Supporto Bastone

2 pezzi portabastone i quali sono collegati al tubo del telaio semi-verticale della Walker. La parte superiore ha una funzione intelligente di bloccaggio rapido, e il bastone può essere rapidamente attaccato e rimosso.



Parapioggia per Veloped

Copertura impermeabile per parcheggiare il Veloped all'aperto. Tre ganci con corde elastiche fissano la copertura in modo che rimanga al suo posto.

Colore: argento.



Parapioggia per Sedile/Cestino Veloped

Un parapioggia versatile che protegge il sedile e il cestello, con tre opzioni per fissare la parte posteriore.

Design a 2 colori: argento / nero.



Parapioggia per Sedile/Cestino Walker

Un copertura rimovibile per la pioggia che protegge il sedile e il cestino del vostro Walker. Design a 2 colori: argento/nero.



Supporto Bottiglia Veloped

Supporto universale per bottiglie in plastica che si trova sul telaio o sul manubrio del Veloped con un rilascio rapido.

Colore: nero.



Supporto Bottiglia Walker

Questo supporto in alluminio per bottiglie è aperto lungo il lato, così da facilitare la rimozione o l'inserimento della bottiglia. Il supporto può essere adattato al lato destro o sinistro del telaio del Walker.



Bottiglia Sportiva

Questa robusta bottiglia d'acqua ha un tappo a vite con un beccuccio chiudibile. La forma triangolare del tappo garantisce una presa sicura. La bottiglia è facile da riempire e pulire. Volume: 50 cl.



Luce a LED Frontale

Vedere ed essere visti con questa luce frontale ricaricabile e impermeabile, dotata di due LED luminosi. La sua potenza di illuminazione, con due modalità di illuminazione, è molto alta nonostante il suo design piccolo e compatto. L'attacco intelligente fa sì da renderla compatibile sia ai Veloped che ai Walker, e non influenza il comfort quando si è seduti. Include il cavo di ricarica USB.

Catena

Una catena di sicurezza robusta collegabile a una staffa del telaio e un paio di chiavi.



Dimensioni:
Ø10 x L 900 mm



Luci LED Posteriori

Queste due luci a LED posteriori vi permetteranno di essere visti ovunque. Hanno due modalità di funzionamento, a intermittenza oppure fissa, e delle fascette elastiche che permettono differenti posizioni di aggancio. L'aggancio intelligente fa sì da rendere compatibili le luci per i Veloped che per i Walker. Le nuove lenti migliorano la visibilità laterale e di conseguenza la vostra sicurezza. Batterie incluse.

Freno a Mano Singola

Entrambi i freni (D+S) sono azionati da una singola leva del freno. Il freno a mano singolo è stato pensato per utenti che possono azionare i freni solamente con una mano. Il montaggio è disponibile a destra o a sinistra.

Al momento dell'ordine del sistema frenante a mano singola, questo verrà montato completamente sul Veloped/Walker prima della consegna.

Accessori e Ricambi



Continental TourRide
Pneumatico con protezione
alla foratura (ProTection)
Dimensioni: 310 x 62 mm (12 x 2.5")



Pneumatico Diamond D-249
Dimensioni: 310 x 57 mm (12 x 2.125")



Pneumatico Innova IA-2004
Dimensioni: 360 x 57 mm (14 x 2.125")



Schwalbe Big Apple
Pneumatico con KevlarGuard
Dimensioni: 300 x 50 mm (12 x 2.0")
350 x 50 mm (14 x 2.0")

Impugnature Ergon GP1

Le impugnature GP1 di Ergon sono originali e innovative, e continuano a definire alti standard. Offrono una distribuzione ottimale della pressione e sono disponibili in due dimensioni, sono dotate di un morsetto forgiato in alluminio per una regolazione facile e veloce dell'angolo di presa preferita.



Taglia impugnatura S (Taglia mano: 6.5-8.5)
L (Taglia mano: 8.5-12)

Impugnature Ergon GP1 BioKork

Il modello GP1 BioKork offre per la mano le stesse avanzate caratteristiche ergonomiche dell'impugnatura GP1. Tuttavia le qualità uniche del sughero fanno sì che l'impugnatura sia antibatterica e ipoallergenica. La qualità naturale di ammortizzazione del sughero lo rendono un materiale ideale per le impugnature.



Taglia impugnatura S (Taglia mano: 6.5-8.5)
L (Taglia mano: 8.5-12)

Veloped Trek – Cestino Borsa/Zaino

Zaino da 20 litri che entra agevolmente nel cestino del Trek. Le spalliere imbottite e la cintura della vita possono essere nascoste in una tasca laterale posteriore. La borsa ha una grande tasca con cerniera esterna e due tasche a rete laterali per le bottiglie d'acqua. La tasca a zip superiore può essere adatta per il vostro lettore MP3 e per le cuffie.



Colori: verde/nero/arancione
blu intenso/nero/giallo

Veloped Trek – Copertura Sedile e Cestino

La copertura per il sedile e il cestino è abbinata ai colori dello zaino e del bauletto a sedile. Il coprisedile ha quattro tasti a pressione per sganciarlo dal bauletto a sedile. Il cestino ha una copertura per la pioggia provvista di una tasca a zip. Entrambe sono fatte di un materiale robusto e idrorepellente, il poliestere 600D.



Colori: verde/nero/arancione
blu intenso/nero/giallo



Veloped Veloped – Borsa a Sedile/Spalla

Una borsa da 10 litri che si sgancia dal sedile del Veloped trek tramite un bottone a pressione. Ha una spalluccia imbottita e può essere usata facilmente come una borsa in spalla. Il compartimento principale può essere suddiviso in tre parti, per poter portare la vostra macchinetta fotografica, oggetti di valore, bottiglie d'acqua o thermos. La tasca a zip esterna e le due tasche a rete laterali forniscono un accesso rapido ad oggetti più piccoli.

Colori: verde/nero/arancione
blu intenso/nero/giallo



Camera d'aria Shawwalbe

Grandezze:
31 cm (12")
36 cm (14")

Veloped Tour – Comoda Copertura per Sedile e Cestino

Copertura per sedile con inserti rigidi per un supporto maggiore. Strisce riflettenti in Scotchlite 3M. 30 cm di profondità dal sedile. Cestino spazioso con una tasca a zip separata adatta per oggetti di valore. Entrambe create in poliestere 600D



Colore sedile: nero/argento/rosso
Colore cestino: nero/rosso

Veloped Sport- Copertura Sedile e Cestino

Copertura per sedile che assicura un movimento completo delle gambe quando si cammina. Profondità sedile: 25 cm. Abbinamento con cesto con tasca a zip. Perfetto per portarsi vestiti extra quando si fanno esercizi all'aperto. Entrambi fatti in poliestere 600D con strisce abbinate.



Colori: nero/bianco/bianco
blu intenso/rosso/bianco



Veloped Golf – Coprisedile, Cestino, Sacca da Golf e Zaino

Coprisedile con una profondità di 25 cm per ottenere il massimo spazio per camminare. Il cestino ha una copertura per la pioggia con una tasca a zip integrata. Il set di sacchi da golf consiste in due sacche tubolari, ognuna delle quali ha due compartimenti. Le due sacche da golf possono portare un intero set di 14 mazze da golf. La parte anteriore della borsa può essere aperta, e le mazze possono essere spinte in avanti. Lo zaino da golf opzionale ha le stesse caratteristiche della versione Trek, ma viene fornito con un colore che si abbina al set Golf. Tutti gli accessori Golf sono fatti in un materiale resistente e idrorepellente, il poliestere 600D.

Colori: blu intenso/nero/rosso

Trionic Walker – Informazioni Tecniche

Il Trionic Walker è testato e completamente approvato secondo la normativa ISO 11199-2:2005, che impone gli standard principali per i deambulatori. E' registrato come "Dispositivo Medico di Classe 1", ed ha il marchio CE. Garantito 10 anni, escluse parti soggette ad usura.

Dimensioni	Walker 9er	Walker 12er	Walker 14er
Altezza impugnatura	74-94 cm	76-96 cm	81-100 cm
Altezza utente	148-188 cm	152-192 cm	162-200 cm
Lunghezza	68 cm	81 cm	85 cm
Larghezza	66 cm	69 cm	69 cm
Larghezza impugnatura	47 cm	50 cm	50 cm
Altezza sedile	62 cm	62 cm	62 cm
Larghezza sedile	43 cm	46 cm	46 cm
Grandezza ruota	9"/23 cm	12"/31 cm	14"/36 cm

Dimensioni chiuso

Altezza	82 cm	88 cm	90 cm
Lunghezza	68 cm	81 cm	85 cm
Larghezza	28 cm	28 cm	28 cm

Dimensioni di trasporto- chiuso e senza ruote

Altezza	74 cm	76 cm	76 cm
Lunghezza	61 cm	67 cm	67 cm
Larghezza	28 cm	28 cm	28 cm

Peso di trasporto – senza ruote

Peso di trasporto	6,8 kg	6,8 kg	6,9 kg
Peso massimo utente	150 kg	150 kg	150 kg
Peso totale*	9,7 kg	10,9 kg	11,9 kg
Peso totale**	-	10,3 kg	11,1 kg

*Walker 12er/14er con pneumatici e camere d'aria di serie.

**Walker 12er/14er con pneumatici e camere d'aria Schwalbe.

	Walker 9er	Walker 12er	Walker 14er
Freno su tutti i terreni	•	•	•
Meccanismo di chiusura a X	•	•	•
Sistema di Sterzo Sincronizzato Trionic	•	•	•
Ruote a Rilascio Rapido	•	•	•
Sedile	•	•	•
Banda Riflettrice a 360°	•	•	•
Cestino con Tasca Zip	•	•	•
Freno di Parcheggio	•	•	•
Freno di Movimento	•	•	•
Pneumatici a camera d'aria		•	•
Pneumatici PU Extra-Morbidi	•		

NOTA: se si confrontano i pesi del Trionic Walkers con altri deambulatori, osservare che i Walker Trionic sono equipaggiati con freni a tamburo e pneumatici di alta qualità.

I pneumatici e i freni del Walker ti offrono un livello di comfort molto alto e caratteristiche di guida ottimali; queste caratteristiche hanno molta importanza quando vengono comparati con deambulatori più comuni, e di basso costo.

Trionic Veloped – Informazioni Tecniche

Il Trionic Veloped è testato e completamente approvato secondo la normativa ISO 11199-2:2005, che impone gli standard principali per i deambulatori. E' registrato come "Dispositivo Medico di Classe 1", ed ha il marchio CE. Garantito 10 anni, escluse parti soggette ad usura.

Dimensioni	12er Medium	12er Large	14er Medium	14er Large
Altezza impugnatura	75-95 cm	82-102 cm	77-97 cm	84-104 cm
Altezza utente	150-189 cm	185-205 cm	155-194 cm	185-210 cm
Lunghezza	102 cm	102 cm	107 cm	107 cm
Larghezza	76 cm	79 cm	76 cm	79 cm
Larghezza impugnatura	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Altezza sedile	58 cm	63 cm	60 cm	65 cm
Larghezza sedile	44 cm	44 cm	44 cm	44 cm
Grandezza ruota	12"/31 cm	12"/31 cm	14"/36 cm	14"/36 cm

Dimensioni chiuso

Altezza	75 cm	82 cm	77 cm	84 cm
Lunghezza	106 cm	106 cm	111 cm	111 cm
Larghezza	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm

Dimensioni di trasporto- chiuso e senza ruote

Altezza	59 cm	68 cm	59 cm	68 cm
Lunghezza	84 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Larghezza	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm

Peso di trasporto – senza ruote

Peso di trasporto	7,2 kg	7,9 kg	7,2 kg	7,9 kg
-------------------	--------	--------	--------	--------

Peso massimo utente

	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
--	--------	--------	--------	--------

Peso Totale*

Veloped Sport	12,3 kg	13,0 kg	12,8 kg	13,5 kg
Veloped Tour	12,7 kg	13,4 kg	13,2 kg	13,9 kg
Veloped Trek	13,4 kg	14,1 kg	13,9 kg	14,6 kg
Veloped Golf	14,9 kg	15,5 kg	15,4 kg	16,0 kg
Veloped Jakt	13,8 kg	14,5 kg	14,4 kg	15,0 kg

* Riduzione di peso per ogni modello Veloped 12er con pneumatici e camere d'aria Schwalbe:-0,6 kg.

Riduzione di peso per ogni modello Veloped 14er con pneumatici e camere d'aria Schwalbe:-0,8 kg.

	Veloped Sport	Veloped Tour	Veloped Golf	Veloped Trek	Veloped Jakt
Sistema di frenata per tutti i terreni	•	•	•	•	•
Meccanismo di chiusura a due passi	•	•	•	•	•
Tecnologia a ruota arrampicante	•	•	•	•	•
Design per un completo contatto con il terreno	•	•	•	•	•
Doppia modalità Città/ Fuori strada	•	•	•	•	•
Ruote a rilascio rapido	•	•	•	•	•
Sedile di base, 25 cm di profondità	•		•	•	•
Comfort Seat, 30 cm di profondità		•			
Manubrio ergonomico	•	•	•	•	•
Copertura pioggia per cestino	•	•	•	•	•
Copertura pioggia per sedile/ cestino		•			
Riflettori, 5 totali	•	•	•	•	•
Strisce riflettenti 3M a sedile		•			
Cestino con tasca a zip		•	•	•	•
Sacca da Golf			•		
Sacca per fucile					•
Zaino a sedile/spalla				•	
Cestino a sacca/Zaino				•	•
Freno per parcheggio	•	•	•	•	•
Freno di movimento	•	•	•	•	•
Pneumatici con camera d'aria	•	•	•	•	•

TRiONiC

Seminariegatan 29 C
SE-752 28 Uppsala
SVEZIA

Tel: +46 8 522 100 50
Fax: +46 8 522 100 59

www.trionic.biz

info@trionic.se

